

Instrucciones para uso de Nebulizador Compresor

(y lista de orientación)

Llame a Active Healthcare 870-8600 si tiene problemas o preguntas.

- ✓ **Lávese las manos** y coloque el nebulizador compresor sobre una superficie firme. No coloque el nebulizador compresor en el flujo de aire del piso o bloquee a su alrededor. Consulte el manual de instrucciones para obtener información operativa y la seguridad.
- ✓ Conecte un extremo del tubo en la máquina y al final uno en el fondo del recipiente de medicina.
- ✓ **Abra el kit reutilizable** (reemplazar cada 6 meses). **Kit de repuestos y la máscara están disponibles al llamar 919.870.8600 x 83.**
- ✓ Pop abierto la parte superior del recipiente y vierta la medicina en la medicación.
 - **Vea la ilustraciones en el reverso para uso de la mascarilla o boquilla.**
- ✓ Encienda la máquina.
 - Si se utiliza la máscara, coloque la máscara sobre su nariz y la boca e in halar / exhalar lentamente.
 - Si se utiliza la boquilla, coloque la boquilla a cabo en la parte superior de la lengua y cierre los labios alrededor de la boquilla. Respire profundamente e inhalar / exhalar lentamente.
- ✓ Tomar el tratamiento según las indicaciones de su médico. El tiempo de tratamiento toma normalmente 5 minutos.
- ✓ Continuar hasta que el medicamento se ha ido. Apague la máquina.
- ✓ Reemplace el filtro si se ve gris o beige, por lo general después de 6 meses de uso continuo. Cambio de los filtros están disponibles al llamar 919.870.8600 x 83.
- ✓ **Limpie la máscara y kit después de cada uso.** Después de desconectar el tazón de la medicina de la tubería, lave las piezas en agua tibia y jabonosa junto con la máscara. Enjuagar y secar al aire sobre un paño limpio. **No lave el tubo de aire. Sólo aire pasa a través de él.**
- ✓ **Cada otro día de uso, desinfecte las piezas del kit,** en una solución de vinagre 1-parte blanca y 3 partes de agua caliente del grifo durante 1 hora. Enjuagar y secar al aire sobre un paño limpio. Desechar la solución de vinagre cuando la desinfección se ha completado. **No desinfectar la mascara o el tubo.**